



BILIMED®

Non-invazif Bilirubin Ölçüm Cihazı

- Deri teması olmaksızın ölçüm imkanı
- "Multi-etnik" kesin ölçüm
- Dokunmatik LCD ekran
- µmol/l veya mg/dl arasında geçiş

BILIMED® Bilirubin Analizörü Teknik Özellikleri

Ölçüm Tekniği
Ölçüm pozisyonları
Dokunmatik Ekran verileri
Ölçüm Birimi
Ölçüm doğruluğu
µmol/L ve mg/dl değer aralığı

Işık Kaynağı
Sensör
Güç Kaynağı
Batarya Ömrü

Şarj Ünitesi
Akümülatör
Şarj süresi
Alarm

Kullanım Koşulları
Nem Oranı
Ölçüler
Ağırlık

Colorimetri 5 dalga boyu LED
Ön ve/veya sternum
Tarih, saat, ölçüm ve ölçüm birimi
µmol/l veya mg/dl
± %5
<50 µmol/L-450 µmol/L
<2,9 mg/dl-26,3 mg/dl
10 LED: 3 yeşil, 3 sarı, 2 kırmızı ve 2 mavi
Silikon Fotodiod
Şarj edilebilir Ni-Mh batarya, 4.8V /1.6 Ah
Ekran Verisi ile 220 ölçüm
Printer ile 100 ölçüm
9 volt 1,000 mA / 230 V 50 Hz
Şarj edilebilir Ni-MH batarya
3 saat
200, 230 veya 250 µmol/L
11.7, 13.5 veya 14.6 mg/dl
Batarya ömrü
10°C - 40°C
%30-%80
165x80x50mm (genişlikxyükseklikxderinlik)
500 gram

